

PST DR-Site-Specific-Pool-Test

PerioSafe® ImplantSafe® DR

NEU!



Art	Qualitatives/quantitatives* aMMP-8 Immuno-Assay für die Messung von bis zu 4 Stellen
Design	Dip-Stick
Patientenselektion	Der PST-Test dient dem Screening & Monitoring von PA- bzw. PI an bis zu 4 Implantaten bzw. Zähnen
Einsatzbereich	Initiale Früherkennungsdiagnostik sowie Monitoring von PA- und PI-Patienten
Ziel	Identifikation von Patienten sowohl mit beginnenden als auch fortgeschrittenen oralen Silent Inflammations bzw. subklinischem Kollagenabbau
Was wird gemessen?	Sekret aus Zahnfleischtaschen (Sulkusflüssigkeit)
Probenentnahme	Speichelprobe
Dauer der Praxis-Probenentnahme (Hands-On-Phase)	ca. 2-3 Min.
Dauer der automatischen Auswertung	5 Min.
Ergebnis	Einzelzahn- oder Implantat-Messung in ng/ml ab 20 ng/ml und Einzelzahn- oder Implantat-Messung in ng/ml, ab 20 ng/ml als POOL-Ergebnis aus 4 Regionen
Anwendergruppe	ZA & DH
PSI Kategorie	0-4
Art	Screening & Monitoring
Vorteile	speziell für die zahnärztliche Diagnostik geeignet und kann als immunologische Präventionsdiagnostik jede PZR oder GOZ-Nr. 0010 unterstützen.
Hinweise und Einschränkungen	Implantologie Keine Hinweise Parodontologie Keine Hinweise

*Der Test ist nur bei Auswertung mit dem ORALyzer® quantitativ, sonst qualitativ.